

Region der  
**Lebensretter**

# AED Patenschaft



Mit einem AED  
tragen Sie aktiv  
zu unserem  
Lebensretter-  
System bei.



**FÜR EINEN 24/7-AED-STANDORT MIT  
EINER LAUFZEIT VON 5 JAHREN**

# Auf einen Blick

## Wie ist der Ablauf?



### Standortauswahl

Sie erhalten Unterstützung bei der Auswahl eines strategisch geeigneten Standorts, der 24/7 öffentlich erreichbar sein und über einen Stromanschluss verfügen muss.



### Beschaffung

Sie überweisen € 5.000 für 5 Jahre als Spende an den Verein Region der Lebensretter und erhalten eine Spendenbescheinigung für Ihre Patenschaft.



### Lieferung

Sie erhalten per Post alle Bauteile zur einfachen und schnellen Montage, die Sie selbstständig durchführen.



### Aktivierung und Betreiberpflichten

Einbindung und Freischaltung in das Ersthelfersystem der Region der Lebensretter. Der Verein übernimmt die Betreiberverantwortung für diesen Standort und behält sich vor, den Standort strategisch zu verlegen.



### Nach einem Einsatz

Der Defibrillator wird einer technischen Prüfung unterzogen und auf Kosten des Vereins mit neuem Verbrauchsmaterial versehen.



### Nach 5 Jahren

Die Laufzeit ist auf 5 Jahre berechnet. Ausgehend von unserer langjährigen Erfahrung im Rettungsdienst mit den Geräten von GS/corpuls erwarten wir, dass der AED eine Laufzeit von 15 Jahren oder mehr erreicht. In den Folgejahren kommen weitere Kosten (2.000 € für weitere 5 Jahre) für die Fernüberwachung und der Versicherung, sowie den Austausch von Ersatzteilen (Batterie, Elektroden) hinzu.

Wir setzen uns für eine flächendeckende Versorgung von öffentlichen AEDs ein.

Ihre  
AED-Patenschaft  
**für 5.000 €**

# Outdoor-AED-Aufbewahrungsbox

Der Rotaïd 24/7 AED-Wandkasten mit integrierter SIM-Karte bietet zahlreiche Vorteile, die die Sicherheit und Verfügbarkeit des Defibrillators erheblich steigern:

## 1. Permanente Online-Verbindung

Durch die eingebaute SIM-Karte ist der Wandkasten rund um die Uhr mit dem Internet verbunden. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung des AED-Status und gewährleistet, dass der Defibrillator jederzeit einsatzbereit ist.

## 3. Echtzeit-Überwachung und Wartungsmanagement

Das System überwacht kontinuierlich den Zustand des AED und informiert uns als Betreiber automatisch über notwendige Wartungen oder den Austausch von Verbrauchsmaterialien. So ist der Defibrillator stets in einsatzbereitem Zustand.

## 5. Standardisierte Hinweistafel über der Box

Die Hinweistafel zeigt eine Kurzanleitung in Form von Piktogrammen und den Betreiberkontakt (Region der Lebensretter). In einer dafür vorgesehenen Fläche können Sie einen Aufkleber anbringen und damit auf Ihr Engagement hinweisen.

## 2. Grün leuchtend und rund – Das Symbol für Defis!

Das unverwechselbare Aussehen sorgt auch aus großer Entfernung für einfachste Auffindbarkeit und spart damit wertvolle Zeit.

## 4. Robuste Konstruktion für den Außeneinsatz

Der Rotaïd 24/7 AED-Wandkasten ist speziell für den Einsatz im Freien konzipiert. Er verfügt über ein integriertes Heizsystem, das den AED vor Frost schützt, sowie über eine UV-beständige Abdeckung, die vor Witterungseinflüssen schützt. Zudem bietet das eingebaute Alarmsystem Schutz vor unbefugtem Zugriff.



Hier können Sie einen Aufkleber mit Ihrem Logo anbringen.



# Der Defibrillator

Mit seinem geringen Gewicht und den kompakten Abmessungen ist der corpuls aed eine ideale Ergänzung zum System Region der Lebensretter. Die lange Standby-Zeit von bis zu 5 Jahren und die automatischen Selbsttests garantieren einen sicheren Einsatz.



## 1. Einsatzklar – wann immer es nötig ist

Durch die hohe Schutzklasse IP66 kann der corpuls aed auch unter widrigen Wetterbedingungen verwendet werden. Dank der langlebigen Batterie des corpuls aed bietet das Gerät 5 Jahre Standby-Zeit unter Werkseinstellungen. In diesem Zeitraum führt das Gerät regelmäßig Selbsttests durch und prüft interne Systeme und Funktionen.



## 2. Einfache Handhabung


Für eine optimale Patientenbehandlung durch Laien unterstützt der corpuls aed mit Piktogramm- und Sprachanweisungen. Die Herzrhythmusanalyse startet alle 2 Minuten automatisch, um eine guidelinekonforme Reanimation zu gewährleisten.



## 3. Freisprechfunktion (gegen Aufpreis)

Gegen einen Aufpreis bieten wir den corpuls aed mit einer integrierten Notruf-Funktion an. Mit ihrer Hilfe kann schon zu Beginn der Reanimation Unterstützung über die Notrufnummer 112 mit Freisprech-Verbindung angefordert werden. Wir empfehlen diese Variante an Badeseen anstelle von Notrufsäulen. Ersthelfende werden dadurch maßgeblich entlastet. Außerdem kann der Disponent am Telefon bei der Reanimation unterstützen und wertvolle Informationen für die anrückenden Einsatzkräfte gewinnen. Bitte sprechen Sie uns an.

# Nicht nur ein AED – ein Lebensretter-System




Häufig ist eine Herzrhythmusstörung (Kammerflimmern) Ursache für den Herz-Kreislaufstillstand. Diese kann sehr einfach durch einen Stromstoß (Defibrillation) behandelt werden. Wenn die Defibrillation noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes erfolgt, haben Patienten sehr gute Chancen, das Ereignis ohne Folgeschäden zu überleben.

Unser Ersthelfersystem ist mit unserer AED-Datenbank verbunden, damit bei jedem Einsatz auch ein AED zur Anwendung kommt, falls das nötig ist.



## Integrierte DEFI-Map

- Einfache, digitale Erfassung und Verwaltung von AED-Standorten inklusive ihrer zeitlichen Verfügbarkeit.
- Alle AED-Standorte sind in der App sichtbar.
- Die in der DEFI-Map verzeichneten Standorte werden automatisch genutzt, um einen Ersthelfer zum nächstgelegenen, aktuell verfügbaren AED zu schicken.
- Einsatzabhängiges Routing zu dem Standort, von dem ein AED zum Notfallort gebracht werden kann, bevor der Rettungsdienst eintrifft.
- AED-Standorte können zusätzlich im Einsatzfall von Leitstellen-disponenten abgefragt werden.
- Ersthelfende können bei der Alarmierung über einen Button in der App melden, wenn sie mit einem AED ausgestattet sind.



Region der  
**Lebensretter**

Ihr Ansprechpartner für 24/7 AEDs:

**Region der Lebensretter e.V.**

c/o Klinik f. Anästhesiologie, Intensiv- und  
Notfallmedizin St. Josefskrankenhaus  
Sautierstraße 1  
79104 Freiburg

+49 761 2160665-0

AED@regionderlebensretter.de

www.regionderlebensretter.de

# Jetzt einen **AED spenden**



**Als AED-Standort-Kataster  
verwenden wir DEFI-map.**

Damit garantieren wir eine sehr  
gute Datenqualität und routen  
Ersthelfende im Notfall schnell  
zu einem einsatzbereiten AED.

